

## ELEKTRO-MAG KULLANIM KILAVUZU

- 1- D tusuna basılı tutarak dijital göstergede –r OFF-ibresini görünüz tekrar D tuşuna basınız.
- 2- A butonuna basınız.—SET yazısını göreceksiniz.
- 3- tekrar A butonuna basınız dijital gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. Cihaz ısı ayarına hazırdır.
- 4- B ve C butonlarına basarak istenilen çalışma sıcaklığını ayarlayınız. B yükseltir. C düşürür.
- 5- A butonuna bir kez basınız, bu anda ısı ayarını tamamlamış bulunuyorsunuz. Ekranda –SURE-yazısını göreceksiniz.
- 6- Tekrar A butonuna basınız. TIMER programına gireceksiniz. Göstergede en sağdaki iki rakamı yanıp sönen dört hanelibir sayı belirecektir. Yanıp sönen bu iki hane T\_MER programının dakika programıdır. B veya C butonlarının gerekli olanlarına basarak 0-999 dakikaları arasında istenilen dakikaya ayarlayınız.
- 7- A butonuna basınız.-H ALR- yazısını göreceksiniz. Zamanlama bitmiş ve cihaz alarm programına hazır hale getirilmiştir.
- 8- A butonuna bir kez daha basınız. Yanıp sönen rakamları göreceksiniz. Bu rakamları B veya C butonları ile istenilendegere ayarlayınız. Ayarladığınız deger size –SET- noktasını kaç derece geçtiğinde alarm vermesini istediniz değerdir.
- 9- Tekrar A butonuna basınız.-I ALR- yazısını göreceksiniz. Bu düşük alarm programıdır. Ayarladığınız deger size –SET- noktasını kaç derece altında alarm vermesini istediniz değerdir.
- 10- A butonuna bir kez daha basınız. Ekranda tpar teknisyen parametresi belirecektir. Burada teknik servis personelimiz şifre işlem yapacağından sayısal değer giremezsiniz
- 11- Ayarlanan programın çalışmaya başlaması için D butonuna basılı tutarak ekranda -R ON- yazısını görünüz. Cihaz ısıtmaya başlayacak ve ayarlanan sıcaklığa erisince T\_MER de ayarlanan süre işlemeye başlayacaktır.
- 12- Cihazın çalışma esnasında T\_MER programını iptal etmek isterseniz B butonuna bir kez basınız cihaz siz kapatıncaya dek çalışacaktır.
- 13- Cihazın T\_MER programı kurulmussa çalışma anında 15 sn.de bir 3 sn. süre ile ayarlanan zamanı görebilirsiniz.
- 14- Cihazın T\_MER programlı çalışması esnasında sehir sebeke cereyanı kesilip gelirse, cihaz çalışmayı durdurup kırmızı ikaz LED\_ ile sizi ikaz edecektir. Bu esnada C butonuna basarsanız, cihazın programın kaçınıcı dakikasında kaldığını görebilirsiniz. Programı tekrar eski ayarlarında çalıştırmak isterseniz parmaginızı D butonuna basılı tutarak –R ON –yazısını görünüz.